


Pony FX

Spirometro Desktop



Specifiche Tecniche

Prodotto	Descrizione	REF
Pony FX	Spirometro da tavolo con flussimetro a turbina	C09062-01-99
Pony FX MIP/MEP	Spirometro da tavolo con flussimetro a turbina e modulo di meccanica respiratoria (MIP/MEP)	C09062-05-99
Dotazione Standard		
Pony FX	Pony FX, flussimetro, caricatore, adattatori, carta termica, cavo USB, valigetta, Software OMNIA®, manuale utente	
Pony FX MIP/MEP	Pony FX, flussimetro, caricatore, linea di pressione MIP/MEP, boccagli di gomma, adattatori, carta termica, cavo USB, valigetta, Software OMNIA®, manuale utente	
Test		
Spirometria	Capacità vitale forzata (FVC) Pre/Post/Challenge, Capacità vitale lenta (SVC) Pre/Post, Massima ventilazione volontaria (MVV)	
Meccanica Respiratoria (solo Pony FX MIP/MEP)	MIP/MEP	
Hardware		
Dimensioni & Peso	198x238x76 mm / 1.2 Kg	
Interfaccia	USB-A, USB-B, RS 232	
Display	LCD a colori, 320x240 pixel	
Stampante	Stampante termica integrata ad alta velocità	
Batterie	Ricaricabili Li-Ion, 7.4V, 2600 mAh	
Alimentazione	100-240V, 50/60 Hz	
Flussimetro T2		
Tipo	Turbina digitale bidirezionale	
Risoluzione	12 ml	
Range di Ventilazione	0-300 L/min	
Range di flusso	0-16 L/s	
Accuratezza	± 2% o 20 mL/s	
Resistenza	<0.6 cmH ₂ O /L/s @ 14L/s	
Software OMNIA		
Lingue disponibili	Inglese, Cinese (tradizionale e semplificato), Ceco, Olandese, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico (solo interpretazione), Italiano, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Turco	
Requisiti PC	Windows 7 SP1 (32/64 bit) o Windows 8.x (32/64 bit) o Windows 10 (32/64bit), CPU ≥ 2Ghz, RAM ≥ 4GB, HD ≥ 10GB installazione completa, risoluzione monitor ≥ 1366x768 pixel, ≥2 porte USB	
Opzioni & Accessori		
Rocc	Resistenze delle vie aeree	C02650-01-11
Pulsossimetria	Ossimetro (diverse sonde disponibili)	C02600-01-05
Siringa di calibrazione	Siringa certificata da 3L per controlli di accuratezza	C00600-01-11
Consumabili		
Filtri antibatterici/antivirali	Monouso con boccaglio ovale (50 pz.)	A-182-300-005
Pinzette stringinaso	Monouso (25 pezzi)	A-662-100-001
Carta termica	Rotoli da 11 metri (10 pz)	A-196-056-001
Boccagli di gomma	Monouso per test MIP/MEP (200 pz)	C00568-01-98
Sicurezza & Standard di Qualità		
MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)		

CE
0476



COSMED
The Metabolic Company



COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37
Albano Laziale - Rome 00041
Italy
+39 (06) 931-5492 Phone
+39 (06) 931-4580 Fax

cosmed.com

Distributed by

